



VERBRAUCHSMATERIALIEN
AUFBEWAHRUNG




ENGELS LABICAL

Biopsie Kassetten EM 105

Das spezielle Scharnierdesign verriegelt die Kasette und den Deckel fest miteinander und ermöglicht ein häufigeres Öffnen und Schließen des Deckels ohne die Gefahr des Probenverlusts.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit quadratischen Löchern in den Abmessungen 0,9 mm × 0,9 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Abnehmbarer Deckel, leicht zu entfernen und wieder einzusetzen



	Farbe	Unmontiert im Spenderkasten	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 105	Weis	EL-0103-1100-16	EL-0103-1102-16	EL-0103-1103-16	EL-0103-1132-16
	Gelb	EL-0103-1100-17	EL-0103-1102-17	EL-0103-1103-17	EL-0103-1132-17
	Grün	EL-0103-1100-08	EL-0103-1102-08	EL-0103-1103-08	EL-0103-1132-08
	Pink	EL-0103-1100-12	EL-0103-1102-12	EL-0103-1103-12	EL-0103-1132-12
	Blau	EL-0103-1100-02	EL-0103-1102-02	EL-0103-1103-02	EL-0103-1132-02
	Beige	EL-0103-1100-15	EL-0103-1102-15	EL-0103-1103-15	EL-0103-1132-15
	Lila	EL-0103-1100-09	EL-0103-1102-09	EL-0103-1103-09	EL-0103-1132-09
	Pfirsich	EL-0103-1100-11	EL-0103-1102-11	EL-0103-1103-11	EL-0103-1132-11
	Orange	EL-0103-1100-10	EL-0103-1102-10	EL-0103-1103-10	EL-0103-1132-10
	Türkis	EL-0103-1100-00	EL-0103-1102-00	EL-0103-1103-00	EL-0103-1132-00

Unmontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Kassetten/500 Deckel/ Umkarton 2.000 Sets/Karton

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton


Röhren: 75 Kassetten/Hülse + 500 Deckel / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox+500 Deckel Umkarton 2.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 106

Das spezielle Scharnierdesign verriegelt die Kasette und den Deckel fest miteinander und ermöglicht ein häufigeres Öffnen und Schließen des Deckels ohne die Gefahr des Probenverlusts.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 5,0 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Abnehmbarer Deckel, leicht zu entfernen und wieder einzusetzen



	Farbe	Unmontiert im Spenderkasten	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 106	Weis	EL-0100-1100-16	EL-0100-1102-16	EL-0100-1103-16	EL-0100-1132-16
	Gelb	EL-0100-1100-17	EL-0100-1102-17	EL-0100-1103-17	EL-0100-1132-17
	Grün	EL-0100-1100-08	EL-0100-1102-08	EL-0100-1103-08	EL-0100-1132-08
	Pink	EL-0100-1100-12	EL-0100-1102-12	EL-0100-1103-12	EL-0100-1132-12
	Blau	EL-0100-1100-02	EL-0100-1102-02	EL-0100-1103-02	EL-0100-1132-02
	Beige	EL-0100-1100-15	EL-0100-1102-15	EL-0100-1103-15	EL-0100-1132-15
	Lila	EL-0100-1100-09	EL-0100-1102-09	EL-0100-1103-09	EL-0100-1132-09
	Pfirsich	EL-0100-1100-11	EL-0100-1102-11	EL-0100-1103-11	EL-0100-1132-11
	Orange	EL-0100-1100-10	EL-0100-1102-10	EL-0100-1103-10	EL-0100-1132-10
	Türkis	EL-0100-1100-00	EL-0100-1102-00	EL-0100-1103-00	EL-0100-1132-00

Unmontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Kassetten/500 Deckel / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse + 500 Deckel / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox+500 Deckel Umkarton 2.000 Stück/Karton

Standard Tissue Kassetten EM 103

Diese Modelle für Probenbearbeitung, Einbettung und Schnitt, funktionieren zusammen mit dem CITOTEST® Metalldeckel.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit Rundlöchern Ø 2,4 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Kompaktes Design zum sicheren Einbau in Mikrotom-Spannfutteradapter und zur Vermeidung von Kassettenverformungen während des Prozesses der pathologischen Sektion



EM 103	Farbe	Unmontiert im Spenderkasten	In Röhren	Geklebt	Metaldeckel
	Weis	EL-0114-1104-16	EL-0114-1123-16	EL-0114-1135-16	EL-0110-0005
	Gelb	EL-0114-1104-17	EL-0114-1123-17	EL-0114-1135-17	
	Grün	EL-0114-1104-08	EL-0114-1123-08	EL-0114-1135-08	
	Pink	EL-0114-1104-12	EL-0114-1123-12	EL-0114-1135-12	
	Blau	EL-0114-1104-02	EL-0114-1123-02	EL-0114-1135-02	
	Beige	EL-0114-1104-15	EL-0114-1123-15	EL-0114-1135-15	
	Lila	EL-0114-1104-09	EL-0114-1123-09	EL-0114-1135-09	
	Pfirsich	EL-0114-1104-11	EL-0114-1123-11	EL-0114-1135-11	
	Orange	EL-0114-1104-10	EL-0114-1123-10	EL-0114-1135-10	
	Türkis	EL-0114-1104-00	EL-0114-1123-00	EL-0114-1135-00	

Unmontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Kassetten / Umkarton 2.000 Sets/Karton
 Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton
 Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton
 Metalldeckel: 10 Deckel/Pack / Umkarton 2500 Stück/Karton

Biopsie Kassetten EM 101 & 104A

Der einteilige Schnappverschluss ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und hilft, den Deckel ohne Gefahr sicher wieder zu verriegeln zur Vermeidung von Probenverlust.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 1,6 mm × 1,6 mm für EM 101
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 0,9 mm × 0,9 mm für EM 104A
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Abnehmbarer Deckel, leicht zu entfernen und wieder einzusetzen



EM 101



EM 104A

	Farbe	EM 101 im Spenderkasten	EM 101 Geklebt	EM 104A im Spenderkasten	EM 104A Geklebt
EM 101 & 104A	Weis	EL-0107-1100-16	EL-0107-1130-16	EL-0110-1103-16	EL-0110-1130-16
	Gelb	EL-0107-1100-17	EL-0107-1130-17	EL-0110-1103-17	EL-0110-1130-17
	Grün	EL-0107-1100-08	EL-0107-1130-08	EL-0110-1103-08	EL-0110-1130-08
	Pink	EL-0107-1100-12	EL-0107-1130-12	EL-0110-1103-12	EL-0110-1130-12
	Blau	EL-0107-1100-02	EL-0107-1130-02	EL-0110-1103-02	EL-0110-1130-02
	Beige	EL-0107-1100-15	EL-0107-1130-15	EL-0110-1103-15	EL-0110-1130-15
	Lila	EL-0107-1100-09	EL-0107-1130-09	EL-0110-1103-09	EL-0110-1130-09
	Pfirsich	EL-0107-1100-11	EL-0107-1130-11	EL-0110-1103-11	EL-0110-1130-11
	Orange	EL-0107-1100-10	EL-0107-1130-10	EL-0110-1103-10	EL-0110-1130-10
	Türkis	EL-0107-1100-00	EL-0107-1130-00	EL-0110-1103-00	EL-0110-1130-00


Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 250 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 200 Kassetten/Innenbox / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Biopsie Kassetten EM 111

Das zweiteilige Design ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Befestigen, um den Deckel sicher in der Kassette zu verriegeln, und ermöglicht ein häufigeres Öffnen & Schließen des Deckels sowie einfaches & sicheres Abnehmen und Einsetzen des Deckels von und in die Kassette.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 0,9 mm × 0,9 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker



	Farbe	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 111	Weiss	EL-0103-1101-16	EL-0103-1120-16	EL-0103-1133-16
	Gelb	EL-0103-1101-17	EL-0103-1120-17	EL-0103-1133-17
	Grün	EL-0103-1101-08	EL-0103-1120-08	EL-0103-1133-08
	Pink	EL-0103-1101-12	EL-0103-1120-12	EL-0103-1133-12
	Blau	EL-0103-1101-02	EL-0103-1120-02	EL-0103-1133-02
	Beige	EL-0103-1101-15	EL-0103-1120-15	EL-0103-1133-15
	Lila	EL-0103-1101-09	EL-0103-1120-09	EL-0103-1133-09
	Pfirsich	EL-0103-1101-11	EL-0103-1120-11	EL-0103-1133-11
	Orange	EL-0103-1101-10	EL-0103-1120-10	EL-0103-1133-10
	Türkis	EL-0103-1101-00	EL-0103-1120-00	EL-0103-1133-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 102 & 113

Der einteilige Schnappverschluss ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und hilft, den Deckel ohne Gefahr sicher wieder zu verriegeln zur Vermeidung von Probenverlust.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 0,5 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel für EM 102 und 35°-Winkel für EM 113



EM 102

EM 113

	Farbe	EM 102 im Spenderkasten	EM 102 Geklebt	EM 113 im Spenderkasten	EM 113 Geklebt
EM 102 & 113	Weiss	EL-0106-1100-16	EL-0106-1130-16	EL-0106-1112-16	EL-0106-1137-16
	Gelb	EL-0106-1100-17	EL-0106-1130-17	EL-0106-1112-17	EL-0106-1137-17
	Grün	EL-0106-1100-08	EL-0106-1130-08	EL-0106-1112-08	EL-0106-1137-08
	Pink	EL-0106-1100-12	EL-0106-1130-12	EL-0106-1112-12	EL-0106-1137-12
	Blau	EL-0106-1100-02	EL-0106-1130-02	EL-0106-1112-02	EL-0106-1137-02
	Beige	EL-0106-1100-15	EL-0106-1130-15	EL-0106-1112-15	EL-0106-1137-15
	Lila	EL-0106-1100-09	EL-0106-1130-09	EL-0106-1112-09	EL-0106-1137-09
	Pfirsich	EL-0106-1100-11	EL-0106-1130-11	EL-0106-1112-11	EL-0106-1137-11
	Orange	EL-0106-1100-10	EL-0106-1130-10	EL-0106-1112-10	EL-0106-1137-10
	Türkis	EL-0106-1100-00	EL-0106-1130-00	EL-0106-1112-00	EL-0106-1137-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 250 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 200 Kassetten/Innenbox / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 117

Verbesserte abgeschrägte vordere Schreibfläche im 45°-Winkel, speziell für das Thermotransfer-Drucksystem

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 5,0 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel.
- Ermöglicht einen stark verbesserten Flüssigkeitsaustausch mit zusätzlichen vorderen und hinteren Schlitzen



	Farbe	Vormontiert	Geklebt
EM 117	Weis	EL-0106-1117-16	EL-0106-1138-16
	Gelb	EL-0106-1117-17	EL-0106-1138-17
	Grün	EL-0106-1117-08	EL-0106-1138-08
	Pink	EL-0106-1117-12	EL-0106-1138-12
	Blau	EL-0106-1117-02	EL-0106-1138-02
	Beige	EL-0106-1117-15	EL-0106-1138-15
	Lila	EL-0106-1117-09	EL-0106-1138-09
	Pfirsich	EL-0106-1117-11	EL-0106-1138-11
	Orange	EL-0106-1117-10	EL-0106-1138-10
	Türkis	EL-0106-1117-00	EL-0106-1138-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 250 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 200 Kassetten/Innenbox / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 107

Das spezielle Design und die viel größere abgeschrägte vordere Schreibfläche bieten ein einfaches Einrasten und Einfügen in eine Richtung. Verriegeln Sie den Deckel in der Kassette, häufigeres Öffnen und Schließen des Deckels und ein einfaches und sicheres Entfernen und Einsetzen des Deckels aus und in die Kassette ohne Gefahr des Probenverlusts sind möglich-

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 5,0 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten, großen vorderen Schreibfläche im 30°-Winkel.



EM 107	Farbe	Lose	Vormontiert
	Weis	EL-0106-1106-16	EL-0100-1107-16
	Gelb	EL-0106-1106-17	EL-0100-1107-17
	Grün	EL-0106-1106-08	EL-0100-1107-08
	Pink	EL-0106-1106-12	EL-0100-1107-12
	Blau	EL-0106-1106-02	EL-0100-1107-02
	Beige	EL-0106-1106-15	EL-0100-1107-15
	Lila	EL-0106-1106-09	EL-0100-1107-09
	Pfirsich	EL-0106-1106-11	EL-0100-1107-11
	Orange	EL-0106-1106-10	EL-0100-1107-10
Türkis	EL-0106-1106-00	EL-0100-1107-00	

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 250 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton
 Gelebt: 40 Kassetten/Stapel, 500 Kassetten/Innenbox / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 114

Das zweiteilige Design ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Befestigen, um den Deckel sicher in der Kassette zu verriegeln, und ermöglicht ein häufigeres Öffnen & Schließen des Deckels sowie einfaches & sicheres Abnehmen und Einsetzen des Deckels von und in die Kassette ohne Probenverlust.

Spezielles kompaktes Design, das erheblich platzsparend ist und Laden und Stapeln von mehr Kassetten in den Kassettendrucker ermöglicht.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 5,0 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker

Besonderes kompaktes Design ist
Sehr platzsparend



Verbesserte Sperre sorgt
Sicherheit beim Einsatz

	Farbe	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 114	Weis	EL-0100-1115-16	EL-0100-1122-16	EL-0100-1134-16
	Gelb	EL-0100-1115-17	EL-0100-1122-17	EL-0100-1134-17
	Grün	EL-0100-1115-08	EL-0100-1122-08	EL-0100-1134-08
	Pink	EL-0100-1115-12	EL-0100-1122-12	EL-0100-1134-12
	Blau	EL-0100-1115-02	EL-0100-1122-02	EL-0100-1134-02
	Beige	EL-0100-1115-15	EL-0100-1122-15	EL-0100-1134-15
	Lila	EL-0100-1115-09	EL-0100-1122-09	EL-0100-1134-09
	Pfirsich	EL-0100-1115-11	EL-0100-1122-11	EL-0100-1134-11
	Orange	EL-0100-1115-10	EL-0100-1122-10	EL-0100-1134-10
	Türkis	EL-0100-1115-00	EL-0100-1122-00	EL-0100-1134-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 110

Das zweiteilige Design ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Befestigen, um den Deckel sicher in der Kassette zu verriegeln, und ermöglicht ein häufigeres Öffnen & Schließen des Deckels sowie einfaches & sicheres Abnehmen und Einsetzen des Deckels von und in die Kassette ohne Probenverlust.

Spezielles kompaktes Design, das erheblich platzsparend ist und Laden und Stapeln von mehr Kassetten in den Kassettendrucker ermöglicht.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 5,0 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker



	Farbe	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 110	Weis	EL-0100-1101-16	EL-0100-1120-16	EL-0100-1133-16
	Gelb	EL-0100-1101-17	EL-0100-1120-17	EL-0100-1133-17
	Grün	EL-0100-1101-08	EL-0100-1120-08	EL-0100-1133-08
	Pink	EL-0100-1101-12	EL-0100-1120-12	EL-0100-1133-12
	Blau	EL-0100-1101-02	EL-0100-1120-02	EL-0100-1133-02
	Beige	EL-0100-1101-15	EL-0100-1120-15	EL-0100-1133-15
	Lila	EL-0100-1101-09	EL-0100-1120-09	EL-0100-1133-09
	Pfirsich	EL-0100-1101-11	EL-0100-1120-11	EL-0100-1133-11
	Orange	EL-0100-1101-10	EL-0100-1120-10	EL-0100-1133-10
	Türkis	EL-0100-1101-00	EL-0100-1120-00	EL-0100-1133-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Tissue Kassetten EM 112

Das zweiteilige Design ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Befestigen, um den Deckel sicher in der Kassette zu verriegeln, und ermöglicht ein häufigeres Öffnen & Schließen des Deckels sowie einfaches & sicheres Abnehmen und Einsetzen des Deckels von und in die Kassette ohne Probenverlust.

Spezielles kompaktes Design, das erheblich platzsparend ist und Laden und Stapeln von mehr Kassetten in den Kassettendrucker ermöglicht.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Löchern in den Abmessungen 5,0 mm × 1,0 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Mit 4 abgeteilten Fächern



	Farbe	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 112	Weis	EL-0100-1400-16	EL-0100-1420-16	EL-0100-1433-16
	Gelb	EL-0100-1400-17	EL-0100-1420-17	EL-0100-1433-17
	Grün	EL-0100-1400-08	EL-0100-1420-08	EL-0100-1433-08
	Pink	EL-0100-1400-12	EL-0100-1420-12	EL-0100-1433-12
	Blau	EL-0100-1400-02	EL-0100-1420-02	EL-0100-1433-02
	Beige	EL-0100-1400-15	EL-0100-1420-15	EL-0100-1433-15
	Lila	EL-0100-1400-09	EL-0100-1420-09	EL-0100-1433-09
	Pfirsich	EL-0100-1400-11	EL-0100-1420-11	EL-0100-1433-11
	Orange	EL-0100-1400-10	EL-0100-1420-10	EL-0100-1433-10
	Türkis	EL-0100-1400-00	EL-0100-1420-00	EL-0100-1433-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Biopsie Kassetten EM 115

Zweiteiliges Design mit großen vorderen und hinteren Schlitzten, die insbesondere für die Verarbeitung/Einbettung kleiner Biopsien verwendet werden. Die Notwendigkeit der Verwendung von Biopsie-Pads besteht nicht. Sicheres Verriegeln des Deckels ohne Gefahr des Probenverlusts.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit 1280 rechteckigen Löchern in den Abmessungen 0,26 mm × 0,26 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker

Kassette und Deckel haben 1280 quadratische Löcher in Abmessungen von 0,26 mm × 0,26 mm und über 40 große rechteckige Löcher, für einen stark verbesserten Flüssigkeitsaustausch

Große Durchflussschlitze sowohl im Deckel als auch im Boden maximieren den Flüssigkeitsaustausch



	Farbe	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 115	Weis	EL-0121-1101-16	EL-0121-1130-16	EL-0121-1133-16
	Gelb	EL-0121-1101-17	EL-0121-1130-17	EL-0121-1133-17
	Grün	EL-0121-1101-08	EL-0121-1130-08	EL-0121-1133-08
	Pink	EL-0121-1101-12	EL-0121-1130-12	EL-0121-1133-12
	Blau	EL-0121-1101-02	EL-0121-1130-02	EL-0121-1133-02
	Beige	EL-0121-1101-15	EL-0121-1130-15	EL-0121-1133-15
	Lila	EL-0121-1101-09	EL-0121-1130-09	EL-0121-1133-09
	Pfirsich	EL-0121-1101-11	EL-0121-1130-11	EL-0121-1133-11
	Orange	EL-0121-1101-10	EL-0121-1130-10	EL-0121-1133-10
	Türkis	EL-0121-1101-00	EL-0121-1130-00	EL-0121-1133-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton


Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Biopsie Kassetten EM 116

Zweiteiliges Design mit großen vorderen und hinteren Schlitzten, die insbesondere für die Verarbeitung/Einbettung kleiner Biopsien verwendet werden. Die Notwendigkeit der Verwendung von Biopsie-Pads besteht nicht. Sicheres Verriegeln des Deckels ohne Gefahr des Probenverlusts.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit 1280 rechteckigen Löchern in den Abmessungen 0,26 mm × 0,26 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Mit 4 abgeteilten Fächern



	Farbe	Vormontiert	In Röhren	Geklebt
EM 116	Weis	EL-0121-1401-16	EL-0121-1430-16	EL-0121-1433-16
	Gelb	EL-0121-1401-17	EL-0121-1430-17	EL-0121-1433-17
	Grün	EL-0121-1401-08	EL-0121-1430-08	EL-0121-1433-08
	Pink	EL-0121-1401-12	EL-0121-1430-12	EL-0121-1433-12
	Blau	EL-0121-1401-02	EL-0121-1430-02	EL-0121-1433-02
	Beige	EL-0121-1401-15	EL-0121-1430-15	EL-0121-1433-15
	Lila	EL-0121-1401-09	EL-0121-1430-09	EL-0121-1433-09
	Pfirsich	EL-0121-1401-11	EL-0121-1430-11	EL-0121-1433-11
	Orange	EL-0121-1401-10	EL-0121-1430-10	EL-0121-1433-10
	Türkis	EL-0121-1401-00	EL-0121-1430-00	EL-0121-1433-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innenbox / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Wiederverwendbare Formen

Entwickelt für das Einbetten von Kassetten sowie das Einbetten von O-Ringen. Probeneinbettung, kompatibel mit allen gängigen Ausgieß-Stationen.

Mold 7 mm	Base Molds, Stahl, 7x7x7mm	EL-0203-0001
	Base Molds, Stahl, 15x15x7mm	EL-0203-0002
	Base Molds, Stahl, 24x24x7mm	EL-0203-0003
	Base Molds, Stahl, 37x24x7mm	EL-0203-0004
	Base Molds, Stahl, 30x24x7mm	EL-0203-0005



Mold 9 mm	Base Molds, Stahl, 7x7x9mm	EL-0203-1001
	Base Molds, Stahl, 15x15x9mm	EL-0203-1002
	Base Molds, Stahl, 24x24x9mm	EL-0203-1003
	Base Molds, Stahl, 37x24x9mm	EL-0203-1004
	Base Molds, Stahl, 30x24x9mm	EL-0203-1005

10 Stück/Pack Umkarton 2000 Stück/Karton

Einmal Formen

Einmal Mold	Base Molds, Plastik, 7x7x5mm	EL-0203-0006
	Base Molds, Plastik, 17x17x5mm	EL-0203-0007
	Base Molds, Plastik, 25x25x5mm	EL-0203-0008
	Base Molds, Plastik, 25x32x5mm	EL-0203-0009
	Base Molds, Plastik, 25x40x5mm	EL-0203-0010
	Base Molds, Plastik, 30x20x12mm	EL-0203-0011



500 Stück/Pack Umkarton 5000 Stück/Karton (0203-0011 50 Stück/Pack Umkarton 500 Stück/Karton)

Einbett Ringe

Einbettringe	Einmal Einbett Ring Weiss	EL-0260-0000-16
	Einmal Einbett Ring Gelb	EL-0260-0000-17
	Einmal Einbett Ring Grün	EL-0260-0000-08
	Einmal Einbett Ring Pink	EL-0260-0000-12
	Einmal Einbett Ring Blau	EL-0260-0000-02
	Einmal Einbett Ring Beige	EL-0260-0000-15
	Einmal Einbett Ring Lila	EL-0260-0000-09
	Einmal Einbett Ring Pfirsich	EL-0260-0000-11
	Einmal Einbett Ring Orange	EL-0260-0000-10
	Einmal Einbett Ring Türkis	EL-0260-0000-00




500 Stück/Pack Umkarton 5000 Stück/Karton

Biopsie Taschen

Zur Aufbewahrung kleiner Biopsie- und histologischer Proben während der Verarbeitung

- Aus lösungsmittelbeständigem Polyester hergestellt, verhindert die Verformung
- Dünnes Netz (0,2×0,2 mm) sorgt für hervorragenden Flüssigkeitsaustausch und vermeidet Probenverlust
- Bequeme aufziehbare Tasche ermöglicht das Platzieren und Entfernen der Probe schnell und einfach

Tasche	Biopsie Tasche 30x45 mm	EL-0110-0012	20000 Stück/Karton
	Biopsie Tasche 45x75 mm	EL-0110-0013	20000 Stück/Karton
	Biopsie Tasche 75x95 mm	EL-0110-0014	10000 Stück/Karton



- Verbindung aus gereinigtem Paraffin und Kunststoffpolymeren
- Ohne Dimethylsulfoxid (DMSO)
- Sorgt für reibungsloses Schneiden, minimierte Kompression und Zellzerstörung'
- Praktische Perlenform

HistoPlast Wax Melting Point 56-58°C 1kg bag	EL-0200-0007
HistoPlast Wax Melting Point 58-60°C 1kg bag	EL-0200-0008
HistoPlast Wax Melting Point 60-62°C 1kg bag	EL-0200-0009
HistoPlast Wax Melting Point 54-56°C 1kg bag	EL-0200-0014



Einwegklingen für Paraffinschnitte	EL-PB-1
------------------------------------	---------



Passende Lösungen die die Anforderungen jeglicher Anwendungen genügen.

Basierend auf Forschung der Anwendungen in Industrie und beständiges Teamwork von R&D und Engineering, können wir jede Anforderung von Mikroskop-Objektträgern zur Verwendung im Routinelabor und in der klinischen Pathologie sicherstellen.

CSW Super White Class

Die Objektträger der CSW-Serie sind aus reinem Weiß-Glas, welches ideale optische Eigenschaften mitbringt und stabil ist. Gute Molekularstruktur, für genaue Versuchsergebnisse sowie sichere Probenaufbewahrung.

Jeder Objektträger der CSW-Serie wird sorgfältig kontrolliert und vor Verpackung und Lieferung streng inspiziert.

SUPER GRADE Super Grade

Die Super Grade Mikroskop-Objektträger werden zu 3/4 aus Wasser hergestellt. Weiße Float-glasscheiben mit hoher Dickenkonstanz und großer Oberflächenebenheit, geben eine zusätzliche Garantie für Instrumentenanpassungsfähigkeit und experimentelle Genauigkeit.

Jeder Objektträger der Super Grade Serie wird sorgfältig kontrolliert und vor Verpackung und Lieferung streng inspiziert.

Sie entscheiden sich für die Super Grade Mikroskop-Objektträger als eine kostengünstige Alternative zu den Objektträgern der CSW-Serie.

STAND CLASS Standard Class

Die Mikroskop-Objektträger der Standardklasse werden aus Grün Glas hergestellt.

Formen und Bearbeitung:




Geschnittene
90° Ecken

Geschliffene
90° Ecken

Geschliffene
45° Ecken

Abgeschrägte
45° Ecken

Die Varianten



Plain Slides

- Empfohlen für die Kennzeichnung mit herkömmlichem Etikettier System, nicht geeignet für direktes Bedrucken oder Markieren
- Die Mikroskop-Objektträger mit abgeschrägten Kanten werden dringend empfohlen, um bei manuellen Operationen größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,0–1,2 mm



Plain Slides	50 Stück/Box	Plain Slide Geschnittene 90° Ecken Stand Class	EL-0307-0005
		Plain Slide Geschliffene 90° Ecken Stand Class	EL-0303-0005
		Plain Slide Geschliffene 45° Ecken Stand Class	EL-0302-0005
	72 Stück/Box	Plain Slide Geschnittene 90° Ecken Stand Class	EL-0307-0025
		Plain Slide Geschliffene 90° Ecken Stand Class	EL-0303-0025
		Plain Slide Geschliffene 45° Ecken Stand Class	EL-0302-0025
	50 Stück/Box	Plain Slide Geschnittene 90° Ecken Super Grade	EL-0307-0002
		Plain Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade	EL-0303-0002
		Plain Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade	EL-0302-0002
		Plain Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade	EL-0304-0002
	72 Stück/Box	Plain Slide Geschnittene 90° Ecken Super Grade	EL-0307-0022
		Plain Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade	EL-0303-0022
		Plain Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade	EL-0302-0022
		Plain Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade	EL-0304-0022
	50 Stück/Box	Plain Slide Geschnittene 90° Ecken CSW	EL-0317-0001
		Plain Slide Geschliffene 90° Ecken CSW	EL-0310-0001
		Plain Slide Geschliffene 45° Ecken CSW	EL-0312-0001
		Plain Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW	EL-0314-0001
	72 Stück/Box	Plain Slide Geschnittene 90° Ecken CSW	EL-0317-0021
		Plain Slide Geschliffene 90° Ecken CSW	EL-0313-0021
Plain Slide Geschliffene 45° Ecken CSW		EL-0312-0021	
Plain Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW		EL-0314-0021	

Single Frosted Slides

- Die Objektträger sind an einem Ende mit einer matten Fläche versehen, die matten Fläche ist 20 mm tief und widerstandsfähig gegen alle gängigen Chemikalien und Routinefärbungen, die im Labor verwendet werden
- Die Mikroskop-Objektträger mit abgeschrägten Kanten werden dringend empfohlen, um bei manuellen Operationen größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,0–1,2 mm



Single Frosted Slides	50 Stück/Box	Single Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Stand Class	EL-0307-2105
		Single Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Stand Class	EL-0303-2105
		Single Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Stand Class	EL-0302-2105
	72 Stück/Box	Single Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Stand Class	EL-0307-2125
		Single Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Stand Class	EL-0303-2125
		Single Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Stand Class	EL-0302-2125
	50 Stück/Box	Single Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Super Grade	EL-0307-2102
		Single Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade	EL-0303-2102
		Single Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade	EL-0302-2102
		Single Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade	EL-0304-2102
	72 Stück/Box	Single Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Super Grade	EL-0307-2122
		Single Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade	EL-0303-2122
		Single Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade	EL-0302-2122
		Single Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade	EL-0304-2122
	50 Stück/Box	Single Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken CSW	EL-0317-2101
		Single Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken CSW	EL-0310-2101
		Single Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken CSW	EL-0312-2101
		Single Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW	EL-0314-2101
	72 Stück/Box	Single Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken CSW	EL-0317-2121
		Single Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken CSW	EL-0313-2121
Single Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken CSW		EL-0312-2121	
Single Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW		EL-0314-2121	

Double Frosted Slides

- Die Objektträger sind an einem Ende mit doppelseitig mattierter Fläche versehen, die mattierte Fläche ist 20 mm tief und widerstandsfähig gegen alle gängigen Chemikalien und Routinefärbungen, die im Labor verwendet werden
- Die Mikroskop-Objektträger mit abgeschrägten Kanten werden dringend empfohlen, um bei manuellen Operationen größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,0–1,2 mm



Double Frosted Slides	50 Stück/Box	Double Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Stand Class	EL-0307-2205
		Double Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Stand Class	EL-0303-2205
		Double Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Stand Class	EL-0302-2205
	72 Stück/Box	Double Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Stand Class	EL-0307-2225
		Double Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Stand Class	EL-0303-2225
		Double Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Stand Class	EL-0302-2225
	50 Stück/Box	Double Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Super Grade	EL-0307-2202
		Double Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade	EL-0303-2202
		Double Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade	EL-0302-2202
		Double Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade	EL-0304-2202
	72 Stück/Box	Double Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken Super Grade	EL-0307-2222
		Double Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade	EL-0303-2222
		Double Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade	EL-0302-2222
		Double Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade	EL-0304-2222
	50 Stück/Box	Double Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken CSW	EL-0317-2201
		Double Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken CSW	EL-0310-2201
		Double Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken CSW	EL-0312-2201
		Double Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW	EL-0314-2201
	72 Stück/Box	Double Frosted Slide Geschnittene 90° Ecken CSW	EL-0317-2221
		Double Frosted Slide Geschliffene 90° Ecken CSW	EL-0313-2221
Double Frosted Slide Geschliffene 45° Ecken CSW		EL-0312-2221	
Double Frosted Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW		EL-0314-2221	

PrintAID Objektträger:

Empfohlen zum Markieren mit den bekannten Markendruckern, einschließlich Slide-Mate®- (Thermo Fisher) and Signature (DTM - Primera).

- Farbmattierte Fläche von ca. 20 mm Tiefendisplays an einem Oberflächenende zum Markieren
- Der farbmattierte Bereich ist beständig gegen alle gängigen Chemikalien und Routinefärbungen, die im Labor verwendet werden
- Abgeschrägte Kanten bieten höchste Sicherheit bei manuellen Operationen
- Abhängig von Ihren Anforderungen werden verschiedene Farben geliefert

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,1 -1,2 mm



PrintAID Slides Farbzig, Super Grade	50 Stück/Box	PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Blau	EL-0303-7101-02
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Grün	EL-0303-7101-08
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Lila	EL-0303-7101-09
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Orange	EL-0303-7101-10
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Pink	EL-0303-7101-12
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Beige	EL-0303-7101-15
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Weis	EL-0303-7101-16
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken Super Grade, Gelb	EL-0303-7101-17
	50 Stück/Box	PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Blau	EL-0302-7101-02
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Grün	EL-0302-7101-08
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Lila	EL-0302-7101-09
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Orange	EL-0302-7101-10
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Pink	EL-0302-7101-12
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Beige	EL-0302-7101-15
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Weis	EL-0302-7101-16
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken Super Grade, Gelb	EL-0302-7101-17
	50 Stück/Box	PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Blau	EL-0304-7101-02
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Grün	EL-0304-7101-08
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Lila	EL-0304-7101-09
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Orange	EL-0304-7101-10
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Pink	EL-0304-7101-12
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Beige	EL-0304-7101-15
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Weis	EL-0304-7101-16
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken Super Grade, Gelb	EL-0304-7101-17

PrintAID Objektträger:

Empfohlen zum Markieren mit den bekannten Markendruckern, einschließlich Slide-Mate®- (Thermo Fisher) and Signature (DTM - Primera).

- Farbmattierte Fläche von ca. 20 mm Tiefendisplay an einem Oberflächenende zum Markieren
- Der farbmattierte Bereich ist beständig gegen alle gängigen Chemikalien und Routinefärbungen, die im Labor verwendet werden
- Abgeschrägte Kanten bieten höchste Sicherheit bei manuellen Operationen
- Abhängig von Ihren Anforderungen werden verschiedene Farben geliefert

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,1 - 1,2 mm





PrintAID Slides Farbbig, CSW	50 Stück/Box	PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Blau	EL-0313-7101-02
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Grün	EL-0313-7101-08
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Lila	EL-0313-7101-09
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Orange	EL-0313-7101-10
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Pink	EL-0313-7101-12
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Beige	EL-0313-7101-15
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Weis	EL-0313-7101-16
		PrintAID Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Gelb	EL-0313-7101-17
	50 Stück/Box	PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Blau	EL-0312-7101-02
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Grün	EL-0312-7101-08
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Lila	EL-0312-7101-09
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Orange	EL-0312-7101-10
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Pink	EL-0312-7101-12
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Beige	EL-0312-7101-15
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Weis	EL-0312-7101-16
		PrintAID Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Gelb	EL-0312-7101-17
	50 Stück/Box	PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Blau	EL-0314-7101-02
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Grün	EL-0314-7101-08
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Lila	EL-0314-7101-09
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Orange	EL-0314-7101-10
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Pink	EL-0314-7101-12
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Beige	EL-0314-7101-15
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Weis	EL-0314-7101-16
		PrintAID Slide Abgeschrägte 45° Ecken CSW, Gelb	EL-0314-7101-17

Color-Plus PCL Objektträger:

Empfohlen für manuelle IHC-Färbung und automatische IHC-Färbung mit automatisierten IHC-Stainern, sowie routinemäßige H & E-Färbung von ablösbaren Gewebeschnitten.

Empfohlen zum Markieren mit den bekannten Markendruckern, einschließlich Slide-Mate®- (Thermo Fisher) und Signature (DTM - Primera).

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,1 – 1,2 mm



Color Plus PCL Slides Farbig, CSW	72 Stück/Box	Color Plus PCL Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Blau	EL-0313-7191-02
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Grün	EL-0313-7191-08
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Orange	EL-0313-7191-10
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Pink	EL-0313-7191-12
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Weis	EL-0313-7191-16
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 90° Ecken CSW, Gelb	EL-0313-7191-17
	72 Stück/Box	Color Plus PCL Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Blau	EL-0312-7191-02
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Grün	EL-0312-7191-08
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Orange	EL-0312-7191-09
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Pink	EL-0312-7191-10
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Weis	EL-0312-7191-12
		Color Plus PCL Slide Geschliffene 45° Ecken CSW, Gelb	EL-0312-7191-15
	72 Stück/Box	Color Plus PCL Slide Abgeschrägte 90° Ecken CSW, Blau	EL-0314-7191-02
		Color Plus PCL Slide Abgeschrägte 90° Ecken CSW, Grün	EL-0314-7191-08
		Color Plus PCL Slide Abgeschrägte 90° Ecken CSW, Orange	EL-0314-7191-09
		Color Plus PCL Slide Abgeschrägte 90° Ecken CSW, Pink	EL-0314-7191-10
		Color Plus PCL Slide Abgeschrägte 90° Ecken CSW, Weis	EL-0314-7191-12
		Color Plus PCL Slide Abgeschrägte 90° Ecken CSW, Gelb	EL-0314-7191-15

EcoGlas Eindeckgläser:

Empfohlen für das manuelle Eindecken von Objektträgern.

- Aus grünen Kalk-Soda-Glasscheiben
- Stärke mit Nr.1.0, Nr.1.5, Nr.2.0 optional
- Einheitliche Ebenheit und einheitliche Größe
- Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich



	Größe	Dicke 1,0	Dicke 1,5	Packung
	mm	0,13 mm – 0,16 mm	0,16 mm – 0,19 mm	
EcoGLAS Eindeckgläser	18x18	EL-0340-0120	EL-0341-0120	100 Stk/Box 50.000 Stk/Karton
	20x20	EL-0340-0620	EL-0341-0620	100 Stk/Box 50.000 Stk/Karton
	22x22	EL-0340-1120	EL-0341-1120	100 Stk/Box 50.000 Stk/Karton
	24x24	EL-0340-1620	EL-0341-1620	100 Stk/Box 50.000 Stk/Karton
	22x32	EL-0340-2720	EL-0341-2720	100 Stk/Box 50.000 Stk/Karton
	24x32	EL-0340-2820	EL-0341-2820	100 Stk/Box 50.000 Stk/Karton
	22x40	EL-0340-3120	EL-0341-3120	100 Stk/Box 40.000 Stk/Karton
	24x40	EL-0340-3220	EL-0341-3220	100 Stk/Box 40.000 Stk/Karton
	22x50	EL-0340-3520	EL-0341-3520	100 Stk/Box 30.000 Stk/Karton
	24x50	EL-0340-3620	EL-0341-3620	100 Stk/Box 30.000 Stk/Karton
	24x55	EL-0340-5020	EL-0341-5020	100 Stk/Box 30.000 Stk/Karton
	22x60	EL-0340-3920	EL-0341-3920	100 Stk/Box 30.000 Stk/Karton
	24x60	EL-0340-4020	EL-0341-4020	100 Stk/Box 30.000 Stk/Karton

EstaGlas Eindeckgläser:

Empfohlen für das manuelle Eindecken von Objektträgern.

- Aus CWS hochwertigem Glas
- Stärke mit Nr.1.0, Nr.1.5, Nr.2.0 optional
- Einheitliche Ebenheit und einheitliche Größe
- Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich



	Größe	Dicke 1,0	Dicke 1,5	Packung
	mm	0,13 mm – 0,16 mm	0,16 mm – 0,19 mm	
EstaGLAS Eindeckgläser	18x18	EL-0340-0130	EL-0341-0130	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	20x20	EL-0340-0630	EL-0341-0630	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	22x22	EL-0340-1130	EL-0341-1130	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	24x24	EL-0340-1630	EL-0341-1630	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	22x32	EL-0340-2710	EL-0341-2710	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	24x32	EL-0340-2810	EL-0341-2810	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	22x40	EL-0340-3110	EL-0341-3110	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	24x40	EL-0340-3210	EL-0341-3210	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	22x50	EL-0340-3510	EL-0341-3510	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	24x50	EL-0340-3610	EL-0341-3610	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	24x55	EL-0340-5010	EL-0341-5010	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	22x60	EL-0340-3910	EL-0341-3910	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton
	24x60	EL-0340-4010	EL-0341-4010	200 Stk/Box 20.000 Stk/Karton

Karton Halter und Tablette:


Entwickelt als praktische Lösung zum vorübergehenden Halten und Übertragen von Objektträgern. Passend für Standard-Objektträger in den Abmessungen 75,0 mm x 25,0 mm mit einer Dicke von 0,8 mm bis 1,2 mm und auch Objektträger von 76,0 mm x 26,0 mm x (0,8–1,2).



Objektträger Halter	Art	Bestellnummer	Menge Slides	Packung
	A	EL-0500-8001	1	50 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
	B	EL-0500-8002	2	50 Stk/Box 500 Stk/Karton
	C	EL-0500-8003	3	50 Stk/Box 500 Stk/Karton
	D	EL-0500-8004	4	50 Stk/Box 200 Stk/Karton
	E	EL-0500-7009	9	10 Stk/Box 250 Stk/Karton
	F	EL-0500-8010	10	5 Stk/Box 50 Stk/Karton
	G	EL-0500-8020	20	5 Stk/Box 50 Stk/Karton
	J	EL-0500-7020	20	10 Stk/Box 100 Stk/Karton

Plastik Halter und Tablette:

Entwickelt als praktische Lösung zum vorübergehenden Halten und Übertragen von Objektträgern. Passend für Standard-Objektträger in den Abmessungen 75,0 mm x 25,0 mm mit einer Dicke von 0,8 mm bis 1,2 mm und auch Objektträger von 76,0 mm x 26,0 mm x (0,8–1,2).



Objektträger Halter	Art	Bestellnummer	Menge Slides	Packung
	A	EL-0500-1001	1	200 Stk/Box 2.000 Stk/Karton
	B	EL-0500-2002	2	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
	C	EL-0500-1003	3	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
	D	EL-0500-1002-02	2	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
	E	EL-0500-1002	2	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
	F	EL-0500-2003	3	100 Stk/Box 500 Stk/Karton
	G	EL-0500-1005	5	100 Stk/Box 1000 Stk/Karton
	K	EL-0500-5020-16	20	1 Stk/Box 50 Stk/Karton

Objektträger Aufbewahrungsboxen:

Entwickelt als praktische Lösung zum vorübergehenden Aufbewahren von Objektträgern.
Passend für Standard-Objektträger in den Abmessungen 75,0 mm x 25,0 mm mit einer Dicke von 0,8 mm bis 1,2 mm und auch Objektträger von 76,0 mm x 26,0 mm x (0,8–1,2).



Objektträger Aufbewahrungsboxen	Farbe	Bestellnummer	Menge Slides	Packung
	Grau	EL-0500-3012-07	12	1 Stk/Box 240 Stk/Karton
	Orange	EL-0500-3012-10	12	1 Stk/Box 240 Stk/Karton
	Blau	EL-0500-3012-02	12	1 Stk/Box 240 Stk/Karton
	Rot	EL-0500-3012-13	12	1 Stk/Box 240 Stk/Karton
	Weis	EL-0500-3012-16	12	1 Stk/Box 240 Stk/Karton
	Metallik	EL-0500-3013-07	12	1 Stk/Box 240 Stk/Karton
	Grau	EL-0500-3025-07	25	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Orange	EL-0500-3025-10	25	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Blau	EL-0500-3025-02	25	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Rot	EL-0500-3025-13	25	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Weis	EL-0500-3025-16	25	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Metallik	EL-0500-3026-07	25	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Grau	EL-0500-3050-07	50	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Orange	EL-0500-3050-10	50	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Blau	EL-0500-3050-02	50	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Rot	EL-0500-3050-13	50	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Weis	EL-0500-3050-16	50	1 Stk/Box 120 Stk/Karton
	Metallik	EL-0500-3051-07	50	1 Stk/Box 120 Stk/Karton

Objektträger Aufbewahrungsboxen:

Entwickelt als praktische Lösung zum vorübergehenden Aufbewahren von Objektträgern.
Passend für Standard-Objektträger in den Abmessungen 75,0 mm x 25,0 mm mit einer Dicke von 0,8 mm bis 1,2 mm und auch Objektträger von 76,0 mm x 26,0 mm x (0,8–1,2).



100-PC



Objektträger Aufbewahrungsboxen	Farbe	Bestellnummer	Menge Slides	Packung
	Grau	EL-0500-3100-07	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Orange	EL-0500-3100-10	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Blau	EL-0500-3100-02	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Rot	EL-0500-3100-13	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Weis	EL-0500-3100-16	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Metallik	EL-0500-3101-07	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Grau	EL-0500-4100-07	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Orange	EL-0500-4100-10	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Blau	EL-0500-4100-02	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Rot	EL-0500-4100-13	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Weis	EL-0500-4100-16	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton
	Metallik	EL-0500-4101-07	100	1 Stk/Box 50 Stk/Karton

Die Archivierung und Aufbewahrung von Proben ist eines der größten Probleme für die Pathologieabteilung.

Geleitet von den Anforderungen und Vorlieben der Benutzer entstanden mehrere Modelle von Lagerschränken. Die Aufbewahrungsschränke bestehen aus Eisenmaterial oder strapazierfähigem ABS-Material, im Tischdesign für weniger Proben oder im traditionellen Standarddesign für die Massenprobenablage und -aufbewahrung.

BASPATH:



Aufbewahrung Deckel



Aufbewahrung Sockel



Einsatz für Blöcke




Einsatz für Objektträger



Ca. 65 Blöcke pro Schublade



Ca. 400 Objektträger pro Schublade



Beschreibung	Bestellnummer
Deckel 485x480x26mm	EL-0510-0007
Sockel 485x480x76mm	EL-0510-0006
Einsatz für Blöcke 485x480x91mm für insgesamt ca. 900 Blöcke	EL-0510-0009
Einsatz für Objektträger 485x480x146mm für insgesamt ca. 5600 Objektträger	EL-0510-008

MiniPLUS:

- Geformt aus strapazierfähigem ABS-Material
- Außenabmessung L 445 mm × B 245 mm × H 400 mm
- Jede Schrankeinheit enthält 6 Schubladen für bis zu 2.100 Blöcke und ist zur Identifizierung mit einem kunststoffbeschichteten Etikett versehen
- Alle Einheiten sind stapelbar mit eingebautem Verriegelungssystem zur sicheren Aufbewahrung weiterer Blockproben



Beschreibung	Bestellnummer
MiniPLUS 445x245x400mm	EL-0510-0050

Herausgeber:

Engels-Labical
Feudenheimer Str. 45
68549 Ilvesheim
Germany

© 2020 Engels Labical
Alle Rechte vorbehalten

info@engels-labical.de
www.engels-labical.de